

Klinikum Ingolstadt GmbH  
 Krumenauerstraße 25  
 85049 Ingolstadt

Änderungen sind mit  
 rot und Fettdruck  
 markiert  
 Erweiterung im Rahmen  
 Flex B  
 stillgelegt Zeile durchgestrichen

mit dem Standort  
 Klinikum Ingolstadt GmbH  
 Institut für  
 Laboratoriumsmedizin  
 Krumenauerstraße 25  
 85049 Ingolstadt

Untersuchungsart:  
 Aggregometrie Flex A

| Analyt (Meßgröße)       | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik  | Anweisung/ Version | Gerät      | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Thrombozytenaggregation | Hirudinvollblut                | Impedanz-<br>aggregometrie | AM_HG_THRAGG_03    | Multiplate | ja                    |                            | NA                              |            |

Untersuchungsart:  
 Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeits-  
 chromatographie (HPLC)) Flex B

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
|                   |                                |                           |                    |       |                       |                            |                                 |            |

|                                                                                                                                                                                     |                           |                   |               |                                         |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----|--|--|--|
| Trizyklische Antidepressiva<br>(Amitryptilin, Nortryptilin,<br>Imipramin, Desipramin,<br>Trimipramin,<br>Nortrimipramin,<br>Clomipramin,<br>Norclomipramin,<br>Doxepin, Nordoxepin) | Serum / Li-Heparin-Plasma | HPLC UV-Detektion | AM_K_CTAD_01  | HP HPLC Serie<br>1100 /<br>Chromsystems | ja |  |  |  |
| Neuroleptika (Clozapin,<br>Norclozapin)                                                                                                                                             | Serum / Li-Heparin-Plasma | HPLC UV-Detektion | AM_K_CTAD_01  | HP HPLC Serie<br>1100 /<br>Chromsystems | ja |  |  |  |
| Neuroleptika (Olanzapin,<br>Quetiapin)                                                                                                                                              | Serum / Li-Heparin-Plasma | HPLC UV-Detektion | AM_K_COLAQ_01 | HP HPLC Serie<br>1100 /<br>Chromsystems | ja |  |  |  |

#### Untersuchungsart:

#### Durchflussszytometrie (Partikeleigenschafts- bestimmungen) Flex B

| Analyt (Meßgröße)    | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik                                                  | Anweisung/ Version | Gerät   | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Blutbild             | EDTA-Blut                      | Durchfluss-<br>zytometrische<br>Zellzahlbestimmung<br>und -Differenzierung | AM_H_BB_05         | DxH 600 | ja                    |                            |                                 |            |
| Differentialblutbild | EDTA-Blut                      | Durchfluss-<br>zytometrische<br>Zellzahlbestimmung<br>und -Differenzierung | AM_H_BB_05         | DxH 600 | ja                    |                            |                                 |            |

|                               |                                                           |                                                                  |                |                      |    |  |              |                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|--|--------------|---------------------------------------------------|
| Pseudothrombozytopenie        | EDTA-Blut, Citrat-, Heparinblut, <b>Mg2+ Verbindungen</b> | Durchfluss-zytometrische Zellzahlbestimmung und -Differenzierung | AM_H_PSTHR_04  | DxH 600              | ja |  |              | <b>nicht akkreditiert<br/>Antrag stellen 7/28</b> |
| Retikulozyten                 | EDTA-Blut                                                 | Durchfluss-zytometrische Zellzahlbestimmung und -Differenzierung | AM_H_RETI_04   | DxH 600              | ja |  |              |                                                   |
| Zellzahl, Zelldifferenzierung | Liquor / Punktate / Dialysate                             | Durchfluss-zytometrische Zellzahlbestimmung und -Differenzierung | AM_H_NAVIOS_02 | NAVIOS Flowcytometer | ja |  | seit 1.12.20 |                                                   |

**Untersuchungsart:**  
**Elektrochemische**  
**Untersuchungen Flex B**

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix)            | Untersuchungs-technik     | Anweisung/ Version | Gerät     | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Chlorid           | Serum / Li-Heparin-Plasma / Urin / Liquor | Ionenselektive Elektroden | AM_K_CL_08         | Alinity c | ja           |                   |                         |            |
| Kalium            | Serum / Li-Heparin-Plasma / Urin          | Ionenselektive Elektroden | AM_K_K_08          | Alinity c | ja           |                   |                         |            |
| Natrium           | Serum / Li-Heparin-Plasma / Urin          | Ionenselektive Elektroden | AM_K_NA_08         | Alinity c | ja           |                   |                         |            |
| pH-Wert           | Punktate / Urin                           | Glaselektrode             | AM_K_PUPLE_04      | pH-Meter  | ja           |                   |                         |            |

**Untersuchungsart:**  
**Elektrophorese Flex B**

| Analyt (Meßgröße)     | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik     | Anweisung/ Version | Gerät    | CE-Ver-fahren | in Haus-Ver-fahren | flexible Akkredi-tierung | Be-merkung |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Proteinelektrophorese | Serum                          | Agarosegel-Elektrophorese | AM_K_PELPH_07      | Hydrasis | ja            |                    |                          |            |

#### Untersuchungsart:

#### Koagulometrie Flex B

| Analyt (Meßgröße)                               | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik | Anweisung/ Version | Gerät | CE-Ver-fahren | in Haus-Ver-fahren | flexible Akkredi-tierung | Be-merkung |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Gerinnselfestigungszeit,<br>Gerinnselfestigkeit | Citratblut                     | Thrombelastometrie    | AM_HG_TEG_03       | Roteg | ja            |                    |                          |            |

#### Untersuchungsart:

#### Ligandenassays Flex B

| Analyt (Meßgröße)   | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik | Anweisung/ Version | Gerät     | CE-Ver-fahren | in Haus-Ver-fahren | flexible Akkredi-tierung | Be-merkung |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| CEA                 | Serum                          | CMIA                  | AM_CEA_A_01        | Alinity i | ja            |                    | seit 10.03.22            |            |
| AFP                 | Serum                          | CMIA                  | AM_K_AFP_A_02      | Alinity i | ja            |                    | seit 10.03.22            |            |
| PSA (gesamt / frei) | Serum                          | CMIA                  | AM_K_PSA_A_02      | Alinity i | ja            |                    | seit 10.03.22            |            |
| Homocystein         | Serum, Heparinplasma           | CMIA                  | AM_K_HCY_A_01      | Alinity i | ja            |                    | seit 01.07.22            |            |
| Cyclosporin         | EDTA-Blut                      | CMIA                  | AM_K_CYCLOA_06     | Alinity i | ja            |                    |                          |            |
| BNP                 | EDTA-Plasma                    | CMIA                  | AM_K_BNP_A_01      | Alinity i | ja            |                    | seit 14.06.22            |            |
| Ferritin            | Serum, Plasma                  | CMIA                  | AM_K_FERRI_A_01    | Alinity i | ja            |                    | seit 27.04.22            |            |
| Folsäure            | Serum, Plasma                  | CMIA                  | AM_K_FOL_A_01      | Alinity i | ja            |                    | seit 27.04.22            |            |

|                                |                           |                         |                  |                                        |    |  |                  |                       |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|----|--|------------------|-----------------------|
| FSH                            | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_FSH_A_01    | Alinity i                              | ja |  | seit<br>01.09.25 |                       |
| LH                             | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_LH_A_01     | Alinity i                              | ja |  | seit<br>01.09.25 |                       |
| Testosteron                    | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_TESTO_A_01  | Alinity i                              | ja |  | seit<br>01.09.25 |                       |
| Östradiol                      | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_OESTRA_01   | Alinity i                              | ja |  | seit<br>01.09.25 |                       |
| 25-OH Vitamin D                | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_VITD_01     | Alinity i                              | ja |  | seit<br>14.08.25 |                       |
| Vitamin B12                    | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_B12_A_01    | Alinity i                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |
| Total-beta-HCG (SS, TU-Marker) | Plasma / Serum            | CMIA                    | AM_K_HCGQ_07     | Alinity i                              | ja |  |                  |                       |
| FT3                            | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_FT3_07      | Alinity i                              | ja |  |                  |                       |
| FT4                            | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_FT4_08      | Alinity i                              | ja |  |                  |                       |
| TSH                            | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_TSHA_02     | Alinity i                              | ja |  |                  |                       |
| Troponin I hs                  | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_TNI_A_01    | Alinity i                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |
| CA-125                         | Serum, Heparinplasma      | CMIA                    | AM_K_CA125_A_01  | Alinity i                              | ja |  | seit<br>10.03.22 |                       |
| CA-15-3                        | Serum, Heparinplasma      | CMIA                    | AM_K_CA15-3_A_01 | Alinity i                              | ja |  | seit<br>10.03.22 |                       |
| CA-19-9                        | Serum, Heparinplasma      | CMIA                    | AM_K_CA199_A_01  | Alinity i                              | ja |  | seit<br>10.03.22 |                       |
| Cortisol                       | Serum, Plasma, Urin       | CMIA                    | AM_K_CORT_A_01   | Alinity i                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |
| Parathormon                    | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_PTH_A_02    | Alinity i                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |
| Prolactin                      | Serum, Plasma             | CMIA                    | AM_K_PROLA_A_01  | Alinity i                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |
| IL-6                           | Serum, Plasma             | Fluoreszenz-Immunoassay | AM_K_IL6_02      | i-Chroma-50, i-Chroma-II, i-Chroma-III | ja |  | seit<br>01.09.22 | stillgelegt<br>4.6.26 |
| Benzodiazepine                 | Serum / Li-Heparin-Plasma | Enzymimmuno-assay       | AM_K_BENZS_01    | Alinity c                              | ja |  | seit<br>27.04.22 |                       |

|                                                                                                                 |                                  |                   |                 |                          |    |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|--|------------------|--|
| Trizyklische Antidepressiva                                                                                     | Li-Heparin-Plasma / Serum / Urin | Enzymimmuno-assay | AM_K_TCA_01     | Alinity c                | ja |  | seit<br>27.04.22 |  |
| Drogen: Amphetamine,<br>Barbiturate, Benzodiazepine,<br>Cannabinoide,<br>Cocainmetabolite,<br>Methadon, Opiate, | Urin                             | Enzymimmuno-assay | AM_K_DROGU_01   | Alinity c                | ja |  | seit<br>27.04.22 |  |
| Procalcitonin                                                                                                   | Serum, Lithiumheparinplasma      | CMIA              | AM_K_PROCALK_07 | Alinity i                | ja |  |                  |  |
| Methotrexat                                                                                                     | Heparin- und EDTA-Plasma/Serum   | CMIA              | AM_K_MTX_03     | Alinity i                | ja |  |                  |  |
| CXCL13                                                                                                          | Liquor                           | Enzymimmuno-assay | AM_K_CXCL13_03  | Euroimmun-<br>Analyzer I | ja |  |                  |  |
| Neuronenspezif. Enolase                                                                                         | Serum                            | CMIA              | AM_K_NSE_A_01   | Alinity i                | ja |  | seit<br>14.06.22 |  |
| Tacrolimus                                                                                                      | EDTA-Blut                        | CMIA              | AM_K_TACRO_02   | Alinity i                | ja |  | seit<br>24.08.21 |  |
| Phenytoin                                                                                                       | Plasma / Serum                   | Enzymimmuno-assay | AM_K_PHY_01     | Alinity c                | ja |  | seit<br>27.04.22 |  |
| Theophyllin                                                                                                     | Plasma / Serum                   | Enzymimmuno-assay | AM_K_THEO_01    | Alinity c                | ja |  | seit<br>27.04.22 |  |

#### Untersuchungsart:

##### Mikroskopie Flex B

| Analyt (Meßgröße)                 | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik                                    | Anweisung/ Version | Gerät     | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Differentialblutbild              | EDTA-Blut / Ausstrich          | Hellfeldmikroskopie<br>nach Anfärbung<br>mittels Farbstoffen | AM_H_DIFFM_05      | Mikroskop | ja                    |                            |                                 |            |
| Retikulozytenzahl manuell         | EDTA-Blut / Ausstrich          | Hellfeldmikroskopie<br>nach Anfärbung<br>mittels Farbstoffen | AM_H_RETIM_02      | Mikroskop | ja                    |                            |                                 |            |
| Leuko-, Erythro-,<br>Thrombozyten | EDTA-Blut                      | Hellfeldmikroskopie -<br>Zellzählung in<br>Zählkammern       | AM_H_KAMM_01       | Mikroskop | ja                    |                            |                                 |            |

| Malaria (hämat. Diagnostik)                  | EDTA-Blut                                    | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | AM_H_MALAR_05                                                    | Mikroskop                      | ja           |                   |                         |            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| HbF-Zellen                                   | EDTA-Blut / Ausstrich                        | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | AM_H_HBF_04                                                      | Mikroskop                      | ja           |                   |                         |            |
| Liquorstatus (Zellzahl, Zelldifferenzierung) | Liquor                                       | Hellfeldmikroskopie - Zellzählung in Zählkammern       | AM_H_LIQUO_04                                                    | Mikroskop                      | ja           |                   |                         |            |
| Zellzahl, Zelldifferenzierung                | Aszites, Pleura-, Gelenks-punktate, Dialysat | Hellfeldmikroskopie - Zellzählung in Zählkammern       | AM_H_PUASZ_04<br>AM_K_PUPLE_04<br>AM_H_PUGEL_03<br>AM_H_PUDIA_03 | Mikroskop                      | ja           |                   |                         |            |
| Sediment                                     | Urin                                         | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung                     | AM_K_SEDIU_10                                                    | Mikroskop, UriSED (Analyticon) | ja           |                   |                         |            |
|                                              |                                              |                                                        |                                                                  |                                |              |                   |                         |            |
|                                              |                                              |                                                        |                                                                  |                                |              |                   |                         |            |
| <b>Untersuchungsart:</b>                     |                                              |                                                        |                                                                  |                                |              |                   |                         |            |
| <b>Osmometrie Flex B</b>                     |                                              |                                                        |                                                                  |                                |              |                   |                         |            |
| Analyt (Meßgröße)                            | Untersuchungsmaterial (Matrix)               | Untersuchungs-technik                                  | Anweisung/ Version                                               | Gerät                          | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
| Osmolalität                                  | Serum / Plasma / Urin                        | Gefrierpunktserniedrigung                              | AM_K_OSMAD_04<br>AM_K_OSMO_09                                    | Osmometer                      | ja           |                   |                         |            |

#### Untersuchungsart:

#### Spektrometrie (UV- /VIS-Photometrie) Flex B

| Analyt (Meßgröße)      | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik       | Anweisung/ Version | Gerät     | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Albumin                | Serum / Plasma                 | Photometrie (chromog. Test) | AM_K_ALBPH_05      | Alinity c | ja           |                   |                         |            |
| Alkalische Phosphatase | Serum / Plasma                 | Photometrie (enzymat. Test) | AM_K_AP_A_01       | Alinity c | ja           |                   | seit 27.04.22           |            |

|                    |                                 |                                           |               |           |    |  |                        |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|----|--|------------------------|--|
| ALT / GPT          | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_GPT_05   | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Alpha-Amylase      | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_AMYL_08  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| AST / GOT          | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_GOT_05   | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Bilirubin gesamt   | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(chromog. Test)            | AM_K_BILG_08  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Bilirubin direkt   | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(chromog. Test)            | AM_K_BILD_07  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Bilirubin neonatal | Serum / Plasma                  | Photometrie                               | AM_K_BILN_06  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Calcium            | Serum / Plasma / Urin           | Photometrie<br>(ArsenazolIII)             | AM_K_CA_10    | Alinity c | ja |  | seit<br>27.04.202<br>2 |  |
| Cholesterin        | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_CHOL_06  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Cholinesterase     | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_CHE_A_01 | Alinity c | ja |  | seit<br>27.04.202<br>2 |  |
| CK-MB              | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(immuninhib. Test)         | AM_K_CKMB_07  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Creatinin          | Serum / Plasma / Urin / Punktat | Photometrie<br>(komplexbildender<br>Test) | AM_K_CREA_10  | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Creatinkinase      | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_CK_05    | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Eisen              | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(chromog. Test)            | AM_K_FE_05    | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Alkohol (Ethanol)  | Serum / Plasma / Urin           | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_ALK_08   | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Gamma-GT           | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_GGT_06   | Alinity c | ja |  |                        |  |
| Glucose            | Serum / Plasma / Urin / Liquor  | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_GLUC_08  | Alinity c | ja |  | seit<br>27.4.22        |  |
| Harnsäure          | Serum / Plasma / Urin           | Photometrie<br>(enzymat. Test)            | AM_K_HSRE_06  | Alinity c | ja |  |                        |  |

|                         |                                 |                                |                   |                    |    |  |                 |  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----|--|-----------------|--|
| Harnstoff               | Serum / Plasma / Urin           | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_HST_07       | Alinity c          | ja |  | seit<br>27.4.22 |  |
| HbA1c                   | K-EDTA-Vollblut                 | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_HBA1C_A_02   | Alinity c          | ja |  | seit<br>01.6.22 |  |
| HDL-Cholesterin         | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_HDL_06       | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| LDH                     | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_LDH_06       | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| LDL-Cholesterin         | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_LDL_07       | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Lipase                  | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_LIP_A_02     | Alinity c          | ja |  | seit<br>27.4.22 |  |
| Magnesium               | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_MG_05        | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Phosphat                | Serum / Plasma / Urin           | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_K_PHOS_09      | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Triglyceride            | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_TRIG_07      | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Eiweiß gesamt           | Serum / Plasma                  | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_K_TP_05        | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Freies Hämoglobin       | Plasma                          | Photometrie                    | AM_K_FHB_04       | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Ammoniak                | Plasma                          | Photometrie<br>(enzymat. Test) | AM_K_AMMON_02     | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Lactat                  | EDTA-Plasma + NaF-Zusatz Liquor | Photometrie                    | AM_K_LACT_A_03    | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Lithium                 | Serum                           | Photometrie<br>(colorim. Test) | AM_K_LITH_01      | Alinity c          | ja |  |                 |  |
| Antithrombin            | Citrat-Plasma                   | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_HG_AT-IL_01    | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                 |  |
| Protein C               | Citrat-Plasma                   | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_HG_PROTC-IL_01 | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                 |  |
| Anti-F-Xa / Heparin-LMW | Citrat-Plasma                   | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_HG_AFXRI_IL_01 | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                 |  |
| Rivaroxaban             | Citrat-Plasma                   | Photometrie<br>(chromog. Test) | AM_HG_AFXRI_IL_01 | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                 |  |

|                  |                    |                                                               |                    |                      |    |  |  |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----|--|--|--|
| Hämoglobin       | EDTA-Blut / Liquor | Photometrie<br>(modifizierte<br>Cyanmethämoglobin<br>methode) | AM_H_HB_03         | DxH 600 / DXH<br>500 | ja |  |  |  |
| Protein S (frei) | Citrat-Plasma      | Photometrie<br>(chromog. Test)                                | AM_HG_PROTSF-IL_01 | ACL TOP<br>350/550   | ja |  |  |  |

#### Untersuchungsart:

#### Sedimentation-

#### untersuchung Flex B

| Analyt (Meßgröße)           | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/ Version | Gerät           | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Blutsenkungsgeschwindigkeit | Citrat-Blut, Kapillarblut      | optische Messung          | AM_H_BSG_04        | Sedistat S 2000 | ja                    |                            |                                 |            |

#### Untersuchungsart:

#### Spektrometrie (Turbidimetrie) Flex B

| Analyt (Meßgröße)         | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/ Version | Gerät              | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Digoxin                   | Serum                          | Turbidimetrie             | AM_K_DIGOX_01      | Alinity i          | ja                    |                            | seit<br>09.09.22                |            |
| Beta-2-Mikroglobulin      | Serum                          | Turbidimetrie             | AM_K_B2MB_02       | OPTILITE           | ja                    |                            | seit<br>20.07.22                |            |
| Antistreptolysin O        | Serum                          | Turbidimetrie             | AM_K_ASO_01        | OPTILITE           | ja                    |                            | seit<br>20.07.22                |            |
| Mikro-Protein             | Urin / Liquor                  | Turbidimetrie             | AM_K_UCSFP_01      | Alinity c          | ja                    |                            |                                 |            |
| C-reaktives Protein (CRP) | Serum / Plasma                 | Turbidimetrie             | AM_K_CRP_01        | Alinity c          | ja                    |                            | seit<br>27.04.22                |            |
| Haptoglobin               | Serum / Plasma                 | Turbidimetrie             | AM_K_HAPTO_05      | Alinity c          | ja                    |                            |                                 |            |
| Transferrin               | Serum / Plasma                 | Turbidimetrie             | AM_K_TRF_05        | Alinity c          | ja                    |                            |                                 |            |
| Quick / Fibrinogen        | Citrat-Plasma                  | Turbidimetrie             | AM_HG_QUICK-IL_04  | ACL TOP<br>350/550 | ja                    |                            |                                 |            |
| APTT                      | Citrat-Plasma                  | Turbidimetrie             | AM_HG_PTT-IL_01    | ACL TOP<br>350/550 | ja                    |                            |                                 |            |

|                    |                |               |                      |                    |    |  |                  |  |
|--------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|----|--|------------------|--|
| Fibrinogen         | Citrat-Plasma  | Turbidimetrie | AM_HG_FBG-IL_03      | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                  |  |
| Thrombinzeit       | Citrat-Plasma  | Turbidimetrie | AM_HG_TZ-IL_01       | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                  |  |
| Dabigatran         | Citrat-Plasma  | Turbidimetrie | AM_HG_DABIG-IL_01    | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                  |  |
| D-Dimere           | Citrat-Plasma  | Turbidimetrie | AM_HG_DIMER-IL_01    | ACL TOP<br>350/550 | ja |  |                  |  |
| Faktor XIII Ag     | Citrat-Plasma  | Turbidimetrie | AM_HG_FXIII-AG-IL_01 | ACL TOP<br>350/550 | ja |  | seit<br>25.07.23 |  |
| Digitoxin          | Serum          | Turbidimetrie | AM_K_DIGI_A_01       | Alinity c          | ja |  | seit<br>09.09.22 |  |
| Phenobarbital      | Serum / Plasma | Turbidimetrie | AM_K_PHENO_01        | Alinity c          | ja |  |                  |  |
| Carbamazepin       | Plasma / Serum | Turbidimetrie | AM_K_CAR_A_01        | Alinity c          | ja |  | seit<br>27.04.22 |  |
| Valproinsäure      | Plasma / Serum | Turbidimetrie | AM_K_VALP_01         | Alinity c          | ja |  |                  |  |
| Vancomycin         | Plasma / Serum | Turbidimetrie | AM_K_VANCO_01        | Alinity c          | ja |  |                  |  |
| Gentamicin         | Plasma / Serum | Turbidimetrie | AM_K_GENTA_01        | Alinity c          | ja |  |                  |  |
| Lipoprotein a      | Plasma / Serum | Turbidimetrie | AM_K_LPA_02          | Alinity c          | ja |  |                  |  |
| Alpha 1 Anitrypsin | Serum / Plasma | Turbidimetrie | AM_K_AAT_01          | Alinity c          | ja |  | seit<br>14.08.25 |  |

**Untersuchungsart:**  
**Spektrometrie**

**(Reflektometrie/Träger  
gebundene  
Untersuchungsverfahren) Flex B**

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik             | Anweisung/ Version | Gerät                                    | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung          |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Urinstatus        | Urin                           | Reflektometrie                        | AM_K_USTAT_08      | Atellica (Siemens)-<br>LabUMat, Urilyzer | ja                    |                            |                                 | stillgelegt<br>7/26 |
| hCG               | Urin, Serum                    | chromato-<br>graphischer<br>Immuntest | AM_K_HCG_03        | visuelle<br>Ablesung                     | ja                    |                            |                                 |                     |

## Untersuchungsgebiet: Immunologie

### Untersuchungsart: Elektrophorese Flex B

| Analyt (Meßgröße)   | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik        | Anweisung/ Version | Gerät    | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Oligoklonale Banden | Serum, Liquor                  | Isoelektrische Fokussierung | AM_K_CSF_10        | Hydrasis | ja             |                   |                         |            |
| Paraproteine        | Serum, Urin                    | Immunfixation               | AM_K_IF_12         | Hydrasis | ja             |                   |                         |            |

### Untersuchungsart: Ligandenassays Flex B

| Analyt (Meßgröße)      | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät                | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| SD-Peroxidase-AK       | Serum                          | Enzymimmuno-assay    | AM_K_TPOAK_04     | Euroimmun-Analyzer I | ja             |                   |                         |            |
| Thyreoglobulin-AK      | Serum                          | Enzymimmuno-assay    | AM_K_TGAK_04      | Euroimmun-Analyzer I | ja             |                   |                         |            |
| TSH-Rezeptor-AK (TRAK) | Serum                          | Enzymimmuno-assay    | AM_K_TRAK_06      | Euroimmun-Analyzer I | ja             |                   |                         |            |

### Untersuchungsart: Spektrometrie (Turbidimetrie) Flex B

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/ Version | Gerät    | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Albumin           | Serum, Liquor, Urin            | Turbidimetrie        | AM_K_ALBLL_01      | OPTILITE | ja             |                   | seit 20.07.22           |            |
| C3 Komplement     | Serum                          | Turbidimetrie        | AM_K_C3_07         | OPTILITE | ja             |                   | seit 20.07.22           |            |

|                           |               |               |               |          |    |  |                  |  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|--|------------------|--|
| C4 Komplement             | Serum         | Turbidimetrie | AM_K_C4_08    | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Immunglobulin A           | Serum, Plasma | Turbidimetrie | AM_K_IGAS_07  | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Immunglobulin G           | Serum, Plasma | Turbidimetrie | AM_K_IGG_08   | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Immunglobulin G           | Serum, Liquor | Turbidimetrie | AM_K_IGLL_01  | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Immunglobulin E           | Serum, Plasma | Turbidimetrie | AM_K_IGE_01   | OPTILITE | ja |  | seit<br>18.03.25 |  |
| Immunglobulin M           | Serum, Plasma | Turbidimetrie | AM_K_IGM_08   | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Immunglobulin M           | Serum, Liquor | Turbidimetrie | AM_K_IGMLL_01 | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Rheumafaktor quantitativ  | Serum         | Turbidimetrie | AM_K_RFQ_06   | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Freie Leichtketten Kappa  | Serum         | Turbidimetrie | AM_K_LKFK_06  | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |
| Freie Leichtketten Lambda | Serum         | Turbidimetrie | AM_K_LKFL_07  | OPTILITE | ja |  | seit<br>20.07.22 |  |

## Untersuchungs- biet: Humangenetik

### Untersuchungsart: Molekularbiologische (Amplifikationsverfahren) Untersuchungen

| Analyt (Meßgröße)                    | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/ Version | Gerät     | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung       |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Prothrombin (Faktor II)-<br>Mutation | Citratblut / EDTA-Blut / DNS   | PCR                       | AM_HD_FIlundV_02   | GeneXpert | ja                    |                            | NA                              | seit<br>29.10.24 |
| Faktor V Leiden                      | Citratblut / EDTA-Blut / DNS   | PCR                       | AM_HD_FIlundV_02   | GeneXpert | ja                    |                            | NA                              | seit<br>29.10.24 |

## Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

### Untersuchungsart: Agglutinationsteste

#### Flex B

| Analyt (Meßgröße)                                                      | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik | Anweisung/Version | Gerät             | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Staphylococcus aureus (Clumpingfaktor, Protein A, Oberflächenantigene) | Kulturmateriel                 | Latex-Test           | AM_M_STAKI_04     | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |

### Untersuchungsart: Chromatographie (Immunchromatographie (IC))

#### Flex B

| Analyt (Meßgröße)                                   | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungstechnik                 | Anweisung/ Version                  | Gerät             | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Streptokokken A (Antigen)                           | Rachenabstriche                | Immunchromatographischer Membrantest | AM_M_STREPA_02                      | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |
| Verotoxin                                           | Stuhlproben                    | Immunchromatographischer Schnelltest | AM_M_VERO_03                        | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |
| Legionellen (Antigen)                               | Urin                           | immunchromatischer Membrantest       | AM_M_LEGIO_04                       | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |
| M. tuberculosis-Komplex (Antigen)                   | Bakteriensuspension            | Immunchromatographie                 | AM_M_TBNEO_01                       | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |
| Carbapenemasen-Nachweis bei gramnegativen Bakterien | Bakteriensuspension            | Chromatographischer Schnelltest      | AM_M_RESISTACI_01<br>AM_M_CARBNA_03 | visuelle Ablesung | ja             |                   |                         |            |
| PBP2a (MRSA-Nachweis)                               | Kulturmateriel                 | Chromatographischer Schnelltest      | AM_M_PBP2_03                        | visuelle Ablesung | ja             |                   | seit 2022               |            |

**Untersuchungsart:  
Empfindlichkeits-  
testungen von  
Bakterien, Parasiten,  
Pilzen Flex B**

| Analyt (Meßgröße)                                           | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik                                                                                     | Anweisung/Version | Gerät                                            | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Antimykogramm (E-Test)                                      | Kulturmateri                   | E-Test (MHK-<br>Bestimmung)                                                                                   | AM_M_RESI6_04     | visuelle<br>Ablesung<br>Epsilonmeter             | ja                    |                            |                                 |            |
| Antibiogramm (mechanisiert)                                 | Kulturmateri                   | optisches<br>Meßverfahren, MHK-<br>Bestimmung nach<br>Breakpointmethode                                       | AM_M_RESIV_05     | Vitek II                                         | ja                    |                            |                                 |            |
| Antibiogramm (manuell)                                      | Kulturmateri                   | Plättchen-<br>Agardiffusionstest                                                                              | AM_M_RESI2_26     | visuelle<br>Ablesung                             | ja                    |                            |                                 |            |
| Bestimmung der minimalen<br>Hemmkonzentration im E-<br>Test | Kulturmateri                   | E-Test (MHK-<br>Bestimmung)                                                                                   | AM_M_RESI3_20     | visuelle<br>Ablesung<br>Epsilonmeter             | ja                    |                            |                                 |            |
| Anaerobe<br>Resistenzbestimmung                             | Kulturmateri                   | Modifizierter<br>Agardiffusionstest<br>mittels E-Teststreifen                                                 | AM_M_RESIAN_05    | visuelle<br>Ablesung                             | ja                    |                            | seit<br>01.06.22                |            |
| Beta-Laktamase-Nachweis                                     | Kulturmateri                   | Nitrocefin-Test                                                                                               | AM_M_BLACT_04     | visuelle<br>Ablesung                             | ja                    |                            |                                 |            |
| ESBL (Extended-spectrum $\beta$ -<br>Lactamasen)            | Kulturmateri                   | Agardiffusion,<br>Kombinations-<br>Plättchen-Test,<br>E-Test, Kulturelle<br>Untersuchung mit<br>Spezialmedium | AM_M_ESBL_11      | visuelle<br>Ablesung<br>Epsilonmeter<br>Vitek II | ja                    |                            |                                 |            |

|                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                      |                                                 |    |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|--|------------------|--|
| Carbapenemasen                                      | Kulturmateri | Agardiffusions,<br>Kombinations-<br>Plättchen-Test, E-<br>Test, Modifizierter<br>Hodge-Test,<br>Immunochromatogra-<br>phischer Schnelltest | AM_M_MBL_11<br>AM_M_CARBNA_03                                        | visuelle<br>Ablesung<br>Epsilometer<br>Vitek II | ja |  | seit<br>04.06.18 |  |
| Multiresistente gramnegative<br>Erreger (Screening) | Kulturmateri | Kulturelle<br>Untersuchung mit<br>Spezialmedien                                                                                            | AM_M_ACISCR_04<br>AM_M_MRGN_05<br>AM_M_PROVOR_04<br>AM_M_SELEKTIV_03 | visuelle<br>Ablesung Vitek<br>II                | ja |  |                  |  |
| MRSA (Methicillin-resistenter<br>S. aureus)         | Kulturmateri | Kulturelle<br>Untersuchung,<br>Untersuchung mit<br>Spezialmedien                                                                           | AM_M_MRSA_04                                                         | visuelle<br>Ablesung Vitek<br>II                | ja |  |                  |  |
| VRE (Vancomycin-resistente<br>Enterokokken)         | Reinkultur   | Kulturelle<br>Untersuchung,<br>Untersuchung mit<br>Spezialmedien                                                                           | AM_M_VRE_04                                                          | visuelle<br>Ablesung Vitek<br>II                | ja |  |                  |  |
| Colistin                                            | Reinkultur   | Mikrobouillonverdün-<br>nung                                                                                                               | AM_M_COL_BMD_02                                                      | visuelle<br>Ablesung Vitek<br>II                | ja |  |                  |  |

**Untersuchungsart:**  
**Keimdiffferenzierung/-**  
**identifizierung/-**  
**typisierung Flex B**

| Analyt (Meßgröße)         | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik                                                                           | Anweisung/Version                | Gerät                 | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Aerobe/Anaerobe Bakterien | Kulturmateri                   | Identifizierung<br>grampositiver und<br>gramnegativer<br>Bakterien, Pilze und<br>anaerobe Bakterien | AG_M_VITEKMS_05<br>AG_M_VITEK_15 | Vitek II /<br>VitekMS | ja                    |                            |                                 |            |

|                                      |                     |                                 |               |                      |    |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----|--|--|--|
| Oxidasenachweis                      | Kulturmateri        | Enzymnachweis<br>(Farbreaktion) | AM_M_OXID_03  |                      | ja |  |  |  |
| Katalasenachweis                     | Kulturmateri        | Enzymnachweis                   | AM_M_KATAL_03 | visuelle<br>Ablesung | ja |  |  |  |
| M. tuberculosis-Komplex<br>(Antigen) | Bakteriensuspension | Immunochromatogra<br>phie       | AM_M_TBNEO_01 | visuelle<br>Ablesung | ja |  |  |  |

### Untersuchungsart:

### Kulturelle

### Untersuchungen Flex B

| Analyt (Meßgröße)                                                 | Untersuchungsmaterial (Matrix)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Untersuchungs-<br>technik                                                                                                | Anweisung/Version                                                                                                                                                                                                                                    | Gerät   | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Nicht selektive kulturelle<br>Untersuchung auf pathogene<br>Keime | Blutkulturen aerob, anaerob; Liquor;<br>Mittelstrahl-, Katheterurin; Stuhl; Nasen-<br>, Rachenabstriche; Trachealsekret,<br>Sputum, Bronchiallavage; Punktate;<br>Sekrete; Drainage-, Redonspitzen;<br>Venenkatheterspitzen; Wundabstriche;<br>Augenabstriche; Vaginalabstriche;<br>sonstige seltene Materialien; | Kulturelle Anlage<br>und Untersuchung                                                                                    | AM_M_ANLAG_16<br>AM_M_BLUKU_15<br>AM_M_LIQUO_13<br>AM_M_URIN_10<br>AM_M_STUHL_14<br>AM_M_OBATW_06<br>AM_M_UNATW_08<br>AM_M_PUNKT_12<br>AM_M_REDO_08<br>AM_M_VK_08<br>AM_M_WUND_10<br>AM_M_AUGKU_04<br>AM_M_VAGIN_09<br>AM_M_SOVAR_11<br>AM_M_BIOF_03 | Virtuo  | ja                    |                            |                                 |            |
| Aerobe Kultur                                                     | Abstriche, Punktate, Sekrete, Stuhl,<br>Urin, Blutkulturen, Kulturmateri                                                                                                                                                                                                                                          | Kulturelle Anzucht<br>auf kommerziellen<br>Nährböden (fest,<br>flüssig) incl.<br>Subkultivierung auf<br>Spezialnährböden | AM_M_AEROB_12<br>AM_M_SELEKTIV_03                                                                                                                                                                                                                    | manuell | ja                    |                            |                                 |            |

|                            |                                                                                                          |                                                                                                           |               |           |    |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|--|--|--|
| Anaerobe Kultur            | Abstriche, Punktate, Sekrete, Blutkulturen                                                               | Kulturelle Anzucht auf kommerziellen Nährböden (fest, flüssig) incl. Subkultivierung auf Spezialnährböden | AM_M_ANAER_12 | manuell   | ja |  |  |  |
| Campylobacter Spp.         | Stuhlproben, (Rektalabstriche, Blutkulturen, Liquor, Punktate)                                           | Kultur auf Spezialmedium                                                                                  | AM_M_CAMP_08  | manuell   | ja |  |  |  |
| Yersinien                  | Stuhlproben, (Rektalabstriche, Blutkulturen, Lymphknotenbiopsien)                                        | Kultur auf Spezialmedium                                                                                  | AM_M_YERS_04  | manuell   | ja |  |  |  |
| Salmonellen, Shigellen     | Stuhl, Blutkulturen                                                                                      | Kulturelle Untersuchung                                                                                   | AM_M_SALMO_10 | manuell   | ja |  |  |  |
| Gonokokken                 | Harnröhren-, Vaginalabstriche                                                                            | Kultur auf Spezialmedium                                                                                  | AM_M_GONOK_06 | manuell   | ja |  |  |  |
| C. diphtheriae             | Sputum, Rachenabstriche                                                                                  | Kultur auf Spezialmedium                                                                                  | AM_M_DIPHT_06 | manuell   | ja |  |  |  |
| Mykobakterien              | Sputum, Bronchial-, Trachealsekret, Magensaft, Punktate, Biopsien, Abstriche, Stuhl, Urin, Menstrualblut | Kultur auf Spezialmedien (fest, flüssig)                                                                  | AM_M_MYKOB_16 | BactAlert | ja |  |  |  |
|                            |                                                                                                          |                                                                                                           |               |           |    |  |  |  |
| Sprosspilze, Schimmelpilze | Abstriche                                                                                                | Kulturelle Anzucht                                                                                        | AM_M_PILZE_07 | manuell   | ja |  |  |  |

#### Untersuchungsart:

#### Ligandenassays Flex B

| Analyt (Meßgröße)               | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik | Anweisung/Version | Gerät                | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Borrelia-AK (IgG, IgM)          | Serum, Liquor                  | ELISA                 | AM_K_BOREU_09     | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   |                         |            |
| Malaria-Antigen                 | EDTA-Blut                      | ELISA (Schnelltest)   | AM_H_MALAG_03     | manuell              | ja           |                   |                         |            |
| Treponema-Antikörper (IgG/M)    | Serum, Li-Heparin-Plasma       | ELISA                 | AM_K_SYPH_04      | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   |                         |            |
| Clostridium difficile Toxin A/B | Stuhl                          | ELISA                 | AM_M_CLOST_06     | manuell              | ja           |                   |                         |            |

|                               |                |                                    |                 |         |    |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|---------|----|--|--|--|
| Clostridium difficile Antigen | Stuhl          | ELISA                              | AM_M_CLOSTAG_04 | manuell | ja |  |  |  |
| Borrelia-IgG-, IgM-Antikörper | Serum / Liquor | Immunoblot / Line-Blot rekombinant | AM_K_BORLINE_06 | manuell | ja |  |  |  |

#### Untersuchungsart:

#### Mikroskopie Flex B

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix)                      | Untersuchungs-technik                              | Anweisung/Version | Gerät     | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Bakterien/Pilze   | Kulturmateriel, Blutkulturen, Liquor                | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen | AM_M_GRAM_04      | Mikroskop | ja           |                   |                         |            |
| Bakterien/Pilze   | Sputum, Bronchial-, Tracheal-sekret, Kulturmateriel | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen | AM_M_ZIEHM_03     | Mikroskop | ja           |                   |                         |            |
| Bakterien/Pilze   | Sputum, Bronchial-, Tracheal-sekret, Kulturmateriel | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen | AM_M_KINY_03      | Mikroskop | ja           |                   |                         |            |
| Bakterien/Pilze   | Abstriche, Liquor, Punktate                         | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen | AM_M_METHY_02     | Mikroskop | ja           |                   |                         |            |
| Bakterien/Pilze   | Sputum, Bronchial-, Tracheal-sekret, Kulturmateriel | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoffen | AM_M_AURAM_05     | Mikroskop | ja           |                   |                         |            |
| Malaria           | EDTA-Blut                                           | Dicker Tropfen - Ausstrich                         | AM_H_MALAR_05     | Mikroskop |              |                   |                         |            |

#### Untersuchungsart:

#### Molekularbiologische (Amplifikationsverfahren) Flex B

#### Untersuchungen

| Analyt (Meßgröße) | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik | Anweisung/Version | Gerät | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                  |                             |                   |           |    |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----|--|---------------|--|
| E. coli                                                                           | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Haemophilus influenzae                                                            | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Listeria monocytogenes                                                            | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Neisseria meningitidis                                                            | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Streptococcus agalactiae                                                          | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Streptococcus pneumoniae                                                          | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Cryptococcus neoformans/gattii                                                    | Liquor                                                           | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03 | Biofire   | ja |  |               |  |
| Mycobacterium tuberculosis-Komplex-(Direktnachweis + Rifam-picinresistenztestung) | Sputum, Trachealsekret, Bronchialmaterial                        | PCR                         | AM_M_MTBC_05      | GeneXpert | ja |  |               |  |
| Neisseria gonorrhoeae                                                             | Abstriche (Zervix, Urethra, Konjunktiven, Urin, Sperma, Synovia) | PCR                         | AM_M_CTNG_01      | GeneXpert | ja |  | seit 29.10.24 |  |
| Chlamydia trachomatis                                                             | Abstriche (Zervix, Urethra, Konjunktiven, Urin, Sperma, Synovia) | PCR                         | AM_M_CTNG_01      | GeneXpert | ja |  | seit 29.10.24 |  |
| MRSA                                                                              | Abstriche                                                        | PCR (Screening)             | AM_M_MRSAC_06     | GeneXpert | ja |  |               |  |
| C. difficile Toxin-gen Cepheid                                                    | Stuhl                                                            | PCR (Screening)             | AM_M_CDIFC_02     | GeneXpert | ja |  |               |  |
| Carbapenemase PCR                                                                 | Abimpfung von Kultur, Abstriche                                  | PCR (Screening)             | AM_M_CARBC_02     | GeneXpert | ja |  |               |  |
| Enterokokken (vanA/vanB) PCR                                                      | Rektalabstrich                                                   | PCR (Screening)             | AM_M_ENTVABC_02   | GeneXpert | ja |  | seit 24.08.21 |  |

**Untersuchungsgebiet: Virologie**

**Untersuchungsart:**

**Chromatographie (Immunchromatographie (IC))****Flex B**

| Analyt (Meßgröße)          | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik                 | Anweisung/ Version | Gerät             | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Rota-/Adenoviren (Antigen) | Stuhl                          | Immunochromatographischer Schnelltest | AM_M_ROTAD_04      | visuelle Ablesung | ja           |                   |                         |            |

**Untersuchungsart:****Molekularbiologische (Amplifikationsverfahren) Flex A****Untersuchungen**

| Analyt (Meßgröße)                  | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-technik       | Anweisung/Version                  | Gerät     | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Cytomegalovirus                    | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| Enteroviren                        | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| HSV Typ 1                          | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| HSV TYP 2                          | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| Herpesvirus 6                      | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| Human Parechovirus                 | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| Varizella Zoster-Virus             | Liquor                         | Multiplex - PCR (Screening) | AM_M_BIOFIRE-L_03                  | Biofire   | ja           |                   | NA                      |            |
| Influenza-A-Virus (Direktnachweis) | Respiratorisches Material      | PCR (Screening)             | AM_M_INFLUC_04<br>AM_M_COV+INFL_01 | GeneXpert | ja           |                   | NA                      | 27.1.25    |
| Influenza-B-Virus (Direktnachweis) | Respiratorisches Material      | PCR (Screening)             | AM_M_INFLUC_04<br>AM_M_COV+INFL_01 | GeneXpert | ja           |                   | NA                      | 27.1.25    |
| RSV (Direktnachweis)               | Respiratorisches Material      | PCR (Screening)             | AM_M_INFLUC_04<br>AM_M_COV+INFL_01 | GeneXpert | ja           |                   | NA                      | 27.1.25    |
| Norovirus                          | Stuhl                          | PCR (Screening)             | AM_M_NOROC_03                      | GeneXpert | ja           |                   | NA                      |            |

|                        |                                                            |                 |                                          |           |    |  |    |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|----|--|----|---------|
| Corona SARS CoV2 Virus | Nasopharyngealabstrich, Sputum, Tracheal-, Bronchialsekret | PCR (Screening) | AM_M_COV2-PCR-CEP_02<br>AM_M_COV+INFL_01 | GeneXpert | ja |  | NA | 27.1.25 |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|----|--|----|---------|

#### Untersuchungsart:

#### Ligandenassays Flex B

| Analyt (Meßgröße)                  | Untersuchungsmaterial (Matrix)     | Untersuchungs-technik | Anweisung/Version | Gerät                | CE-Verfahren | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Norovirus Genogruppe I + II        | Stuhlproben, Rektalabstriche       | ELISA                 | AM_M_NORO_04      | manuell / Photometer | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis A-AK (Anti-HAV-IgG)      | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA                  | AM_K_HAVGM_05     | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis A-AK (Anti-HAV-IgM)      | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA                  | AM_K_HAVGM_05     | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (HBe-Ag)         | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (HBs-Ag)         | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (Anti-HBc-AK)    | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (Anti-HBc-IgM)   | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (Anti-HBs-AK)    | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis B Virus (Anti-Hbe-AK)    | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HBV_20       | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis C-Antikörper             | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA           | AM_K_HCVAK_07     | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Hepatitis E-Virus-Antikörper (IgG) | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | ELISA                 | AM_K_HEVAK_04     | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   | seit 01.05.18           |            |
| Hepatitis E-Virus-Antikörper (IgM) | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | ELISA                 | AM_K_HEVAK_04     | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   | seit 01.05.18           |            |
| HIV-Antikörper + p24 Antigen       | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA                  | AM_K_HIV4_05      | Alinity i            | ja           |                   |                         |            |
| Varizellen IgG-Antikörper          | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | ELISA                 | AM_K_VZVG_05      | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   |                         |            |
| Masern IgG-Antikörper              | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | ELISA                 | AM_K_MASER_04     | Euroimmun-Analyzer I | ja           |                   | seit 11.05.20           |            |

|                                 |                                    |             |               |           |    |  |               |  |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----|--|---------------|--|
| CMV-Antikörper (Anti-CMV-IgG)   | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA | AM_K_CMVGM_02 | Alinity i | ja |  | seit 27.04.22 |  |
| CMV-Antikörper (Anti-CMV-IgM)   | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CLIA / CMIA | AM_K_CMVGM_02 | Alinity i | ja |  | seit 27.04.22 |  |
| EBV-Antikörper (EBV VCA IgG)    | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA        | AM_K_EBV_A_01 | Alinity i | ja |  | seit 14.08.25 |  |
| EBV-Antikörper (EBV VCA IgM)    | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA        | AM_K_EBV_A_01 | Alinity i | ja |  | seit 14.08.25 |  |
| EBV-Antikörper (EBV EBNA-1 IgG) | Serum, EDTA-/Heparin-/Citratplasma | CMIA        | AM_K_EBV_A_01 | Alinity i | ja |  | seit 14.08.25 |  |

## Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin/ Immunhämatologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste

Flex B

| Analyt (Meßgröße)                 | Untersuchungsmaterial (Matrix)          | Untersuchungstechnik               | Anweisung/Version           | Gerät            | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Blutgruppen-Bestimmung (Röhrchen) | EDTA-Blut / Nativblut / Nabelschnurblut | HA (Röhrchen)                      | AM_B_BGMAN_08               | manuell          | ja             |                   |                         |            |
| Blutgruppen-Bestimmung (Gelkarte) | EDTA-Blut / (Serum)                     | HA (Gelkarte)                      | AM_B_BGBI_08                | Vision / Biovue  | ja             |                   |                         |            |
| A1-/A2-Untergruppenbestimmung     | EDTA-Blut / Nativblut                   | Hämagglutination                   | AM_B_AUNT_06                | manuell          | ja             |                   |                         |            |
| Weak-D-Bestimmung                 | EDTA-Blut / Nativblut                   | Hämagglutination                   | AM_B_WEAKD_07               | manuell          | ja             |                   |                         |            |
| Direkter Coombstest               | EDTA-Blut                               | Hämagglutination                   | AM_B_DCT_06                 | Biovue / manuell | ja             |                   |                         |            |
| AK-Suchtest (Röhrchen)            | EDTA-Plasma / Serum                     | Hämagglutination inkl. Wärmeansatz | AM_B_AKSRO_05, AM_B_WÄRM_04 | manuell          | ja             |                   |                         |            |
| AK-Suchtest (Biovue)              | EDTA-Plasma / Serum                     | Hämagglutination inkl. Wärmeansatz | AM_B_AKSBI_06, AM_B_WÄRM_04 | Vision / Biovue  | ja             |                   |                         |            |

|                                 |                                |                  |                   |                 |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----|--|--|--|
| AK-Identifizierung (Biovue)     | EDTA-Plasma / Serum            | Hämagglutination | AM_B_AKIBI_10     | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| AK-Identifizierung (Röhrchen)   | EDTA-Plasma / Serum            | Hämagglutination | AM_B_AKIRÖ_09     | manuell         | ja |  |  |  |
| Antikörpertiter (Biovue)        | EDTA-Plasma / Serum            | Hämagglutination | AM_B_AKTIB_07     | Biovue          | ja |  |  |  |
| Antikörpertiter (Röhrchen)      | EDTA-Plasma / Serum            | Hämagglutination | AM_B_AKTIR_04     | manuell         | ja |  |  |  |
| Kreuzprobe (Autovue / Biovue)   | EDTA-Plasma / (Serum)          | Hämagglutination | AM_B_KREUB_07     | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Kreuzprobe (Röhrchen)           | EDTA-Plasma / Serum            | Hämagglutination | AM_B_KREUR_05     | manuell         | ja |  |  |  |
| Cw Antigen am Vision            | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_CW_V_02   | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Fy(a) Antigen am Vision         | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_FYA_V_02  | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Jk(a) / Jk(b) Antigen am Vision | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_JKAB_V_02 | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Kp(a) Antigen                   | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_KPA_06    | manuell         | ja |  |  |  |
| Le(a) Antigen am Vision         | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_LEA_V_01  | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Lu(a) Antigen                   | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_LUA_05    | manuell         | ja |  |  |  |
| M Antigen am Vision             | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_M_V_02    | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| P(1) Antigen am Vision          | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_P1_V_02   | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| S Antigen am Vision             | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_S_V_02    | Vision / Biovue | ja |  |  |  |
| Wr(a) Antigen                   | EDTA- / Nativ- / Konservenblut | Hämagglutination | AM_B_AG_WRA_04    | manuell         | ja |  |  |  |

## Untersuchungs- gebiet: Point-of- Care-Testing (POCT)

Be-merkung

### Einsatzorte:

|    |             |
|----|-------------|
| 1  | Station 11A |
| 8  | Station 25  |
| 13 | Station 34  |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 18 | Station 41/ <b>42</b>    |
| 19 | Station 43               |
| 20 | Station 44               |
| 21 | Station 45               |
| 22 | Station 46               |
| 23 | Station 47/48            |
| 24 | Station 52               |
| 25 | Station 53               |
| 26 | Station 54               |
| 27 | Station 55               |
| 28 | Station 56               |
| 29 | Station 57               |
| 30 | Station 58               |
| 31 | Station 61/62            |
| 32 | Station 63/64            |
| 33 | Station 65               |
| 34 | Station 66               |
| 35 | Station 67               |
| 36 | Station 68               |
| 37 | Station 71/72            |
| 38 | Station 73/74            |
| 39 | Station 75/76            |
| 40 | Station 77/78            |
| 41 | Station 81               |
| 42 | Station 82               |
| 43 | Station 83/84            |
| 44 | Station 85               |
| 45 | Station 86               |
| 46 | Station 93               |
| 47 | Station 95 a             |
| 48 | Station 97 = <b>95 c</b> |
| 49 | Aufwachraum              |
| 50 | Dialyse                  |
| 51 | Endoskopie               |
| 52 | Herzkatheter             |

Namensände  
rung

Namens-  
änderung

|    |                 |
|----|-----------------|
| 53 | Kreißsaal       |
| 54 | Labor           |
| 55 | Lungenfunktion  |
| 56 | Notfallzentrum  |
| 57 | OP-Bereich      |
| 58 | Schockraum MSCT |
| 59 | Station 59      |
| 60 | Station 50      |

ab  
1.4.2026  
nicht  
akkreditier  
t Antrag  
stellen  
ab  
1.4.2026  
nicht  
akkreditier  
t Antrag  
stellen  
7/28

Untersuchungsart:  
Elektrochemische  
Untersuchungen Flex B

| Analyt (Meßgröße)                                           | Untersuchungsmaterial (Matrix) | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/Version | Gerät                  | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Glucose                                                     | Vollblut, Kapillarblut         | Potentiometrie            | AG_P_ACCU2_08     | Accu-Chek<br>Inform II | ja                    |                            |                                 |            |
| Einsatzorte: 1; 8, 13; 18-49;<br>51; 53; 54; 56; 57; 59; 60 |                                |                           |                   |                        |                       |                            |                                 |            |

|                                                         |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--|--|--|
| pO <sub>2</sub>                                         | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Amperometrie   | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| Glucose                                                 | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Amperometrie   | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; 55-58        |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| Lactat                                                  | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Amperometrie   | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| pH                                                      | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| pCO <sub>2</sub>                                        | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| Natrium                                                 | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |

|                                                                        |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--|--|--|
| Kalium<br><br>Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b>  | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
|                                                                        |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| Calcium<br><br>Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
|                                                                        |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |
| Chlorid<br><br>Einsatzorte: 27; 49; 50; 53;<br><b>55-58</b>            | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Potentiometrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
|                                                                        |                                                     |                |                                                                      |                                               |    |  |  |  |

**Untersuchungsart:**  
**Spektrometrie (UV-  
/VIS-Photometrie) Flex**

**B**

| Analyt (Meßgröße)                                                         | Untersuchungsmaterial (Matrix)                      | Untersuchungs-<br>technik | Anweisung/ Version                                                   | Gerät                                         | CE-<br>Verfahr-<br>en | in Haus-<br>Ver-<br>fahren | flexible<br>Akkredi-<br>tierung | Be-merkung |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Hämoglobin<br><br>Einsatzorte: 23; 27; 46-49;<br>50; 52; 53; <b>55-58</b> | Vollblut arteriell, Kapillarblut<br>(heparinisiert) | Oximetrie                 | AG_P_ABL80 FLEX CO-<br>OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX,<br>ABL 800 Flex,<br>ABL 90 FLEX | ja                    |                            |                                 |            |
|                                                                           |                                                     |                           |                                                                      |                                               |                       |                            |                                 |            |

|                                                         |                                                  |           |                                                                  |                                         |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--|--|--|
| sO2                                                     | Vollblut arteriell, Kapillarblut (heparinisiert) | Oximetrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX, ABL 800 Flex, ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 46-49; 50; 52; 53; <b>55-58</b>    |                                                  |           |                                                                  |                                         |    |  |  |  |
| Hb-Derivate (FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF)          | Vollblut arteriell, Kapillarblut (heparinisiert) | Oximetrie | AG_P_ABL80 FLEX CO-OX_02<br>AG_P_ABL800_04<br>AG_P_ABL90 FLEX_01 | ABL 80 CO-OX, ABL 800 Flex, ABL 90 FLEX | ja |  |  |  |
| Einsatzorte: 23; 27; 49; 50; 52; 53; 55; <b>57</b> ; 58 |                                                  |           |                                                                  |                                         |    |  |  |  |

**Untersuchungsart:**  
**Koagulometrie Flex B**

| Analyt (Meßgröße)                                           | Untersuchungsmaterial (Matrix)               | Untersuchungs-technik                                       | Anweisung/Version | Gerät                       | CE-Verfahrenen | in Haus-Verfahren | flexible Akkreditierung | Be-merkung |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Aktiviert Koagulationszeit (Vollblut Mikrokoagulation =ACT) | Frisches oder mit Citrat versetztes Vollblut | Gerinnsel-Endpunkt-Messung mittels optischer LED-Detektoren | AG_P_SIGE_01      | Hemochron / Signature Elite | ja             |                   |                         |            |
| Einsatzorte: 52                                             |                                              |                                                             |                   |                             |                |                   |                         |            |